

# eufar

Línea **Bioseguridad**



Autocuidado  
de la piel



Limpieza  
y desinfección de  
superficies extensas



Limpieza  
y desinfección de  
dispositivos médicos



Limpieza  
y desinfección  
de alto nivel

\*Productos fabricados bajo la norma internacional ISO 13485:2016 que garantiza calidad, seguridad y eficacia en el sector salud.



## BONFAR TS\*

Galón 3.8 L. - 500 mL.  
Soporte dispensador para 500 mL.

- Reduce en un 99.9% bacterias y hongos, incluyendo microorganismos patógenos.
- No irrita ni reseca la piel.
- Libre de perfume.
- Biodegradable.
- pH 5.5
- Dispositivo médico (Reg DM).



## BONCIDA

Jabón quirúrgico con  
Gluconato de Clorhexidina al 4%

Litro - 60 mL.  
Soporte dispensador para Litro, con  
acción de pie ó acción de codo

- Antiséptico de uso externo y amplio espectro.
- Uso en lavado prequirúrgico de manos y antebrazos.
- Para preparación preoperatoria y postoperatoria de piel.
- Inodoro.
- Biodegradable.
- Con Registro de Medicamento.



## FARBEN 65

Gel antibacterial para manos

Litro - 500 mL.  
Soporte dispensador para Litro y 500 mL.

- Alcohol al 65% glicerinado.
- Logra una eficaz sanitización de las manos sin necesidad de agua o toallas.
- Gracias a su formulación tiene acción humectante en la piel.
- Fácil aplicación.
- Sin aroma.



Acciones  
Tuberculicida  
Bactericida  
Fungicida  
Virucida  
Comprobadas  
científicamente

en sólo **5**  
minutos



## EUCIDA Classic\*

Solución desinfectante  
de dispositivos médicos y superficies  
Alcohol 80%

240 mL.

- Evita la transmisión de agentes infecciosos entre pacientes.
- Libre de aldehídos.
- No requiere enjuague.
- No oxida.
- No deja residuos.
- Biodegradable.
- Listo para usar.



Acciones  
Tuberculicida  
Bactericida  
Fungicida  
Virucida  
Comprobadas  
científicamente

en sólo **1**  
minuto



## EUCIDA Advanced\*

Solución detergente y desinfectante  
de dispositivos médicos y superficies  
Cloruro de amonio cuaternario de quinta generación

750 mL. - 240 mL.  
Limpieza y desinfección en 1 solo paso

- Libre de aldehídos.
- No requiere enjuague.
- Aroma limón.
- No tóxico.
- No irritante.
- Biodegradable.
- Listo para usar.



Acciones  
Tuberculicida  
Bactericida  
Fungicida  
Virucida  
Comprobadas  
científicamente

en sólo **5**  
minutos



## BENZIRAL

Detergente y desinfectante  
concentrado para superficies extensas  
e inactivación de derrames  
Cloruro de amonio cuaternario de quinta generación

Envase 5 L. - Litro - 60 mL.  
Use diluido 7,5 mL a 2 litros de agua

- Para superficies amplias como pisos, paredes y techos, puede aplicarse por contacto o vía aérea.
- No necesita enjuague.
- Biodegradable.



7,5 mL.  
a 1 L.



## BONZYME

Detergente multienzimático  
concentrado

Envase 5 L. - Galón 3.8 L.  
Litro - 500 mL. - 90 mL.  
Actúa en 1 minuto

- Contiene enzimas (proteasa, lipasa y amilasa) para asegurar la degradación completa de los residuos orgánicos.
- Uso en lavado manual, ultrasónico o con máquinas lavadoras.
- Para degradación y remoción de sangre, fluidos corporales y biofilm en instrumental y equipos quirúrgicos en general.
- pH compatible con todo tipo de materiales.



**20**  
minutos  
Comprobado  
científicamente



## GLUTFAR Plus HLD\*

Glutaraldehído 2%  
pH Alcalino potencializado tamponado  
Desinfección de alto nivel

Envase 5 L. - Galón 3.8 L.  
Litro - 500 mL.

- Actividades bactericida, fungicida, esporicida, tuberculicida y virucida comprobadas científicamente; 5 acciones en solo 20 minutos.
- Uso en materiales termosensibles.
- Excelente compatibilidad con todo tipo de materiales e instrumental, que pueden desinfectarse por inmersión.
- Agradable aroma a limón.
- Biodegradable.

Para mayor información, consulte fichas técnicas, protocolos de uso y hojas de seguridad en la página web: [eufar.com](http://eufar.com)



CONSULTE CANAL DE  
VIDEOS DE CAPACITACIÓN

 [eufar.com](http://eufar.com)



📍 Calle 137 No. 52A-36  
Bogotá, Colombia  
☎ (571) 625 4455  
✉ [info@eufar.com](mailto:info@eufar.com)  
📞 WhatsApp: 317 4019336