

Este documento es emitido por Eufar; está limitada su reproducción y es un DOCUMENTO NO CONTROLADO

Productos para limpieza y desinfección

Descripción y uso

- Utilice elementos de protección personal.

EUCIDA ADVANCED: Solución lista para el uso, indicada como detergente y desinfectante de dispositivos médicos y superficies intermedias.

BONZYME: Detergente multienzimático y/o polienzimático concentrado líquido, indicado en el prelavado, en instrumental que no será lavado inmediatamente y lavado de toda clase de instrumental quirúrgico, en los campos médico, clínico, bacteriológico, odontológico y afines.

GLUTFAR Plus HLD: Desinfectante de alto nivel, ha sido formulado en solución acuosa, contiene 2% de glutaraldehído y un agente inhibidor de la corrosión.

Condiciones de almacenamiento

Manténgase bien tapado, en sitio fresco, protegido de la luz y lejos del alcance de los niños.

Biodegradabilidad y disposición final

- **EUCIDA ADVANCED** y **GLUTFAR Plus HLD** son biodegradables; comprobado mediante prueba OECD (301A).
- **BONZYME** es biodegradable, comprobado mediante prueba OECD (301D). Libre de fosfatos.

Contenido

- **EUCIDA ADVANCED** 240 mL.
- **BONZYME** 90 mL.
- **GLUTFAR Plus HLD** 500 mL.
- Recipiente con tapa para limpieza y desinfección de instrumental.
- Cepillo para limpieza de uñas en la higiene de manos y lavado de instrumental.
- Si se agota alguno de estos elementos solicítelos a través de www.eufar.com

Registros Sanitarios

- **EUCIDA ADVANCED**
INVIMA 2012DM-0009455
- **BONZYME**
Certificación INVIMA No. 2011018929
- **GLUTFAR Plus HLD**
INVIMA 2012DM-0008954



Para comprar
en línea



Distribuido por Laboratorios EUFAR S.A.
☎ 3174019336 info@eufar.com
Línea de servicio al cliente (571) 6254455
Bogotá, Colombia

 eufar.com

